

Дата проведения процедуры:

Время прибытия:

Адрес:

## Подготовка кишечника к колоноскопии с помощью препарата Moviprep

Колоноскопия — это обычная, как правило, безопасная и безболезненная процедура, которая проводится с целью исследования толстой кишки. Ниже описаны меры, которые вы, пациент, должны совершить для обеспечения максимально возможной безопасности и эффективности.

- ① Договоритесь с кем-нибудь, чтобы вас доставили домой после процедуры
  - Во время колоноскопии вам выдадут седативное средство, и поэтому вас не отпустят домой без сопровождения
- ② Соблюдайте указания своего врача в отношении приема препаратов и диеты перед проведением процедуры
- ③ Соблюдайте полный режим очищения кишечника, описанный на следующей странице



**Moviprep продается в большинстве розничных аптек. Если в вашей аптеке нет Moviprep, препарат можно заказать и получить в течение 24 часов.**

Информация для вашего фармацевта: NDC 65649-201-75

**Moviprep®**  
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

**Low-Volume Prep.  
High-Volume Efficacy.**

# Указания для пациентов


Картонная упаковка MoviPrep содержит 4 пакетика и одноразовый контейнер для смешивания. Вы должны провести полноценную подготовку, чтобы обеспечить максимально эффективное очищение.

## Начните со следующих действий:

### ДЕЙСТВИЕ 1


- Высыпьте содержимое 1 пакетика А и 1 пакетика В в одноразовый контейнер.
- Добавьте теплую питьевую воду до верхней линии, отмеченной на контейнере. Размешайте до растворения.

При желании размешайте раствор до указанного срока и охладите его перед употреблением. Восстановленный раствор необходимо принять в течение 24 часов.



### ДЕЙСТВИЕ 2

- Контейнер MoviPrep имеет 4 отметки. Каждые 15 минут принимайте часть раствора до следующей отметки (приблизительно 8 унций), пока не будет выпит весь литр.
- Выпейте 16 унций прозрачной жидкости, выбранной по своему усмотрению.



## Начните со следующих действий:

- Повторите действия 1 и 2

Если у вас возникнут вопросы, звоните в наш офис по телефону: \_\_\_\_\_.

MoviPrep показан для очищения толстой кишки с целью подготовки к колоноскопии и предназначен для совершеннолетних пациентов старше 18 лет. MoviPrep противопоказан для пациентов с сильной реакцией повышенной чувствительности на один из компонентов препарата. Необходимо проявлять осторожность при назначении MoviPrep пациентам, принимающим сопутствующие препараты, которые повышают риск нарушений уровня электролитов, пациентам с гипонатриемией или подозрением на это нарушение, пациентам с тяжелой формой язвенного колита, илеусом, желудочно-кишечной непроходимостью или перфорацией, застоем в желудке, токсическим колитом, токсическим мегаколоном или недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа. Во время испытаний MoviPrep наиболее частыми отрицательными реакциями на прием MoviPrep были вздутие живота, дискомфорт в области анального отверстия, жажда, тошнота и боли в области живота.

MoviPrep содержит фенилаланин в количестве не более 2,33 мг на одну дозу.

См. полную информацию о применении MoviPrep, которая предоставляется вместе с препаратом.



Веб-сайт: [www.salix.com](http://www.salix.com) 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 Ten. • 866.669.SLXP (7597)  
©2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. Все права защищены. Отпечатано в США. MOV 06/27

**MoviPrep**<sup>®</sup>  
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,  
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.  
High-Volume Efficacy.